

## FICHA COMERCIAL NX8809



NX8809 Terminal de cama inalámbrico con botón de alarma, presencia y alarma de médico

Terminal para cama, tipo montaje en pared. Permite al usuario solicitar ayuda al personal médico a través del pulsador de cama NX 8809/C o desde los botones que incorpora.

### Funcionalidades

- Botón (alarma) de ayuda (Rojo)
- Botón de presencia (Verde)
- Botón de Médico (Azul)
- Botón de cancelación por desconexión y Autocall (Gris)
- Alarma por desconexión de cable
- Luz LED
- Ranura para extensión (NX 8809/C)
- Alarma acústica/luminosa
- Texto configurable (en NX8833)
- Alarma de batería baja
- Distancia máxima de transmisión de 400 metros en campo abierto.

### Características Técnicas

<b>Dimensiones:</b>	115x75x21 (27*) mm
<b>Transmisión:</b>	Protocolo POCSAG
<b>Alimentación:</b>	2x"AAA" (pilas)
<b>Material:</b>	ABS antibacteriano
<b>Frecuencias operación:</b>	RF: 433MHz
<b>Grado Protección:</b>	IP 54
<b>Peso:</b>	0,11 kg

#### Accesorios

- Pilas 2xAA - 15000 llamadas o 5 años con 8 llamadas/día